


ACTIVE WAVE



✓ APPEL A RESORPTION

L'active wave génère des trains de vagues successifs qui se propagent le long du membre de proximal en distal puis de distal en proximal.

Cette technologie unique de l'active wave permet un travail complémentaire au soin de pressothérapie classique sur un appel en continu pour une stimulation optimisée de la circulation de retour et lymphatique.

✓ ACTION DE DRAINAGE RENFORCEE

Le déplacement d'ondes généré par l'active wave effectue le long du membre traité un pompage séquentiel rythmé qui agit directement sur la microcirculation (capillaires, extra capillaires) en renforçant l'action du soin de pressothérapie .

✓ DYNAMISATION DU SYSTEME VEINEUX

La pression de consigne est complétée par des pulsations qui permettent d'augmenter l'intensité du travail et entraînent une dynamisation de la circulation sanguine. L'action sur le système veineux est ainsi plus profonde et plus efficace.

✓ SENSATION DE BIEN-ETRE ACCRUE

Lors du soin, l'effet de vague est ressenti par le patient comme un véritable massage supplémentaire. L'effet de compression des appareils de pressothérapie traditionnels disparaît et laisse la place à une agréable sensation d'étirement et de relaxation musculaire.